

# ALL SILICONE STABILIZER TYPE C

SISTEMA DI FISSAGGIO PER CATETERI PERCUTANEI

## ALL SILICONE LINE

Disco di fissaggio per cateteri percutanei.  
Disco di fissaggio in silicone al 100% con fori laterali antidecubito e fori per il passaggio dei fili di sutura. Il particolare disegno dell'intaglio garantisce la giusta angolazione del catetere evitando il Kinking.



CODICE	DIAMETRO	BOX
09-3011	Fr.6-7	10
09-3012	Fr.8-10	10
09-3013	Fr.11-14	10
09-3014	Fr.15-18	10
09-3015	Fr.19-24	10



**H.S. HOSPITAL SERVICE** S.p.A.  
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina  
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519  
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com